

**FIALA DI RICAMBIO**  
**PER SISTEMA DI PULIZIA DELL'AGO**  
*con solvente isoparaffinico*

<b>CODICE</b>	<b>VOLUME</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
40-500-054	20 x 2 ml	20 fiale preriempite di solvente isoparaffinico dotate di tappino con setto in silicone + 20 tappini con setto pre-tagliato



Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.

Data di pubblicazione: 24/10/2019  
Rev. 00

### DESCRIZIONE

Fialette in vetro ambrato contenenti solvente isoparaffinico destinate al sistema di pulizia dell'ago di dispensazione del montavetrini automatico CVR909 **da usare in caso di utilizzo di montante a base di isoparaffine** (cod. 26-100320).

### ISTRUZIONI D'USO

- A) Rimuovere dalla fialetta il tappino col setto in silicone;
- B) Inserire la fialetta all'interno dell'holder del sistema di pulizia dell'ago;
- C) Fissare la fialetta all'holder avvitando il tappino col setto pretagliato presente nella confezione;
- D) Inserire l'holder all'interno dell'apposito alloggiamento del montavetrini.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento primario:	Fialetta in vetro ambrato con tappino e guarnizione in silicone.
Confezionamento secondario:	Scatolina in cartone di protezione
Contenuto:	Solvente isoparaffinico
Stabilità:	Dopo la prima apertura, il reattivo deve ritenersi valido fino alla data di scadenza indicata purché correttamente conservato.
Validità:	2 anni
Condizioni di conservazione:	Conservare il reagente a temperatura ambiente.
Avvertenze e precauzioni:	Il prodotto è destinato all'utilizzo di personale tecnico specializzato. Leggere attentamente le informazioni relative alla classificazione delle sostanze pericolose riportate in etichetta. Consultare sempre la scheda di sicurezza dove sono reperibili le informazioni relative ai rischi presentati dalla miscela, alle misure precauzionali da adottare durante l'uso, alle misure di primo soccorso e di intervento in caso di rilascio accidentale. Non utilizzare in caso di contenitore primario danneggiato.
Modalità di smaltimento:	Rifiuto pericoloso; conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente.

Data di pubblicazione: 24/10/2019

Rev. 00