



Dispositivo medico – diagnostico in vitro







Fabbricante: **pfm medical A.G.**
(Germania)

ACCESSORI MICROTOMI

3006EM, 3005E, 3004M, 4005E, 4004M

MORSETTI

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	
24-013019	Morsetto universale orientabile. Con sistema di bloccaggio rapido in posizione verticale od orizzontale, adatto a tutte le cassette in normale commercio. Assi X e Y: +/- 8°. Asse Z: rotazione di 360.	3006EM 3005E 3004M 4005E 4004M	
24-013020	Morsetto universale orientabile. Con sistema di bloccaggio rapido in posizione verticale od orizzontale, adatto a Super Mega Cassette in normale commercio. Assi X e Y: +/- 8°. Asse Z: rotazione di 360.	3006EM 3005E 3004M 4005E 4004M	
24-013023	Morsetto universale orientabile per cassette large SLIM.	3006EM 3005E 3004M	
24-013024	Morsetto universale non orientabile per cassette large SLIM.	3006EM 3005E 3004M	




Data di pubblicazione 11/01/2021

Rev. 07



24-010044	Morsetto universale orientabile. Con sistema di bloccaggio a vite in posizione verticale od orizzontale, adatto a tutte le cassette in normale commercio. Assi X e Y: +/- 8°. Asse Z: rotazione di 360.	3006EM 3005E 3004M 4005E 4004M	
24-030057	Morsetto orientabile per campioni sottili.	3006EM 3005E 3004M	
24-030058	Morsetto per campioni cilindrici orientabile.	3006EM 3005E 3004M	
24-010003	Morsetto universale non orientabile	3006EM 3005E 3004M 4005E 4004M	
24-010004	Morsetto standard non orientabile	3006EM 3005E 3004M 4005E 4004M	
24-013022	Morsetto universale per super mega cassette	3006EM 3005E 3004M 4005E 4004M	

Data di pubblicazione 11/01/2021

Rev. 07

24-013010	Morsetto standard macro	3006EM 3005E 3004M 4005E 4004M	
24-013009	Morsetto standard macro orientabile	3006EM 3005E 3004M 4005E 4004M	
24-030062	Inserto a "V" per morsetto standard.	3006EM 3005E 3004M	

PORTALAMA






CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	
24-030051	Base portalama per microtomo rotativo.	3006EM 3005E 3004M	
24-030072	Portalama NERO per lame monouso low profile per microtomo rotativo. Versione per lame tipo Feather. Dotato di bloccaggio rapido per lame monouso, con sistema di protezione della lama integrato, sistema di regolazione dell'angolo di taglio, possibilità di traslare la lama per utilizzarne tutta la larghezza utile di taglio.	3006EM 3005E 3004M	

Data di pubblicazione 11/01/2021

Rev. 07


24-030053	Portalama – parte superiore. Versione per lame profilo alto tipo Feather. Dotato di bloccaggio rapido per lame monouso a banda larga, con sistema di protezione della lama integrato, sistema di regolazione dell'angolo di taglio, possibilità di traslare la lama, per utilizzarne tutta la larghezza utile di taglio.	3006EM 3005E 3004M	
24-030064	Portalama. Adatto a tutti i tipi di lama fissa e supporti per lame monouso, con sistema di protezione della lama integrato. Sistema di regolazione dell'angolo di taglio, possibilità di traslare la lama per utilizzarne tutta la larghezza utile di taglio.	3006EM 3005E 3004M	
24-013000	Supporto portalama con sistema di protezione lama integrato	4005E 4004M	
01-240E	Supporto portalama di 240 mm in acciaio inossidabile per microtomi a slitta. Può essere utilizzato sia con le lame da microtomo standard da 80 mm che con quelle da 120 mm. Viene fornito con un dispensatore di 50 lame monouso Feather S 35.	4005E 4004M	
24-013001	Portalama Dotato di bloccaggio rapido per lame monouso con sistema di protezione della lama integrato. Sistema di regolazione dell'angolo di taglio. Possibilità di traslare la lama, per utilizzarne tutta la larghezza utile di taglio.	4005E 4004M	
24-010009	Sistema di serraggio portalama tipo "One Touch"	4005E 4004M	

INSERTI ed ADATTATORI





CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	
24-030059	Insero per campioni cilindrici diametro 6 mm.	3006EM 3005E 3004M	
24-030060	Insero per campioni cilindrici diametro 15 mm.	3006EM 3005E 3004M	
24-030061	Insero per campioni cilindrici diametro 25 mm.	3006EM 3005E 3004M	
24-013016	Adattatore orientabile	3006EM 3005E 3004M 4005E 4004M	
24-030055	Adattatore fisso	3006EM 3005E 3004M 4005E 4004M	

Data di pubblicazione 11/01/2021

Rev. 07





24-010015	Adattatore per morsetto fisso	4005E 4004M	
-----------	-------------------------------	----------------	---

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	
24-030054	Comando a pedale con doppia funzione di comando.	3006EM	
24-030066	Lente di ingrandimento 2.5 x. Ampie possibilità di regolazione ed orientamento, dispositivo di illuminazione a led integrato.	3006EM 3005E 3004M	
24-030068	Pannello di controllo separabile dallo strumento	3006EM	
24-030070	Pannello di controllo separabile dallo strumento	3005E	

Data di pubblicazione 11/01/2021

Rev. 07

24-010007	Protezione per le dita	3006EM 3005E 3004M	
24-030050	Vassoio per raccolta sezioni di scarto	3006EM 3005E 3004M	
24-400520	Vassoio per la raccolta sezioni in alluminio anodizzato	4005E	
24-400420	Vassoio per la raccolta sezioni in alluminio anodizzato	4004M	

Data di pubblicazione 11/01/2021

Rev. 07