

ADATTATORE PER VETRINI PER MACROSEZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
20-E103/SL/R30A	Adattatore per macro	2 pz



Fabbricante: Bio-Optica Milano Spa

Data di pubblicazione: 02/04/2020

Rev. 02

Adattatori in PET (polietilentereftalato) per la colorazione di vetrini per macrosezioni con cestelli per vetrini standard.

Adattatori per vetrini in plastica, resistente ai coloranti, ai solventi e ai reagenti utilizzati nei laboratori di istologia (alcoli e diafanizzanti).

Gli adattatori devono essere utilizzati in coppia (come nella figura a pag. 1) e ciascuna coppia consente l'inserimento di 5 vetrini per macrosezioni.

Ciascun adattatore ha le seguenti dimensioni: 27 x 67 mm e 1,3 mm di spessore per poter essere inserito nelle scanalature dei cestelli portavetrini standard. In questo modo possono essere colorati nello stesso cestello vetrini standard e vetrini per macrosezioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifiche	Materiale	PET (polietilentereftalato)
	Dimensioni	27 x 67 x 1.3 mm
Packaging	Contenitore primario	Busta di plastica
	Etichetta	Etichetta cartacea sulla confezione primaria
	Contenitore secondario	Non previsto
Conservazione	Stoccaggio	Conservare a temperatura ambiente
	Stabilità	Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo
	Validità	Non applicabile a questo tipo di prodotto
Avvertenze e precauzioni	Classificazione del prodotto	Il prodotto è destinato all'utilizzo di personale tecnico specializzato. Il prodotto non è classificato come pericoloso dal punto di vista chimico.
	Smaltimento	Smaltire secondo legislazione vigente.

Data di pubblicazione: 02/04/2020

Rev. 02