

Archivio blu



**ATTENZIONE:
DA ORDINARE A PARTE**

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITA' (n° blocchetti o vetrini)	CASSETTI (numero)	VASCHE C28 (numero)	DIMENSIONI (l x p x h) (mm)	PESO (vuoto)	PESO (archivio+C28N)	PESO (pieno)
03-B34000B	Archivio per blocchetti	26.880	12	336	1023 x 725 x 1000	216 kg	250 kg	395 kg
03-B39650B	Archivio per blocchetti	31.360	14	392	1023 x 725 x 1150	250 kg	290 kg	459 kg
03-B45320B	Archivio per blocchetti	35.840	16	448	1023 x 725 x 1325	281 kg	326 kg	520 kg
03-B51000B	Archivio per blocchetti	40.320	18	504	1023 x 725 x 1450	314 kg	364 kg	582 kg
03-B56600B	Archivio per blocchetti	44.800	20	560	1023 x 725 x 1625	345 kg	401 kg	643 kg
03-V77000B	Archivio per vetrini	67.200	5	140	1023 x 725 x 700	118 kg	132 kg	488 kg
03-V109000B	Archivio per vetrini	94.080	7	196	1023 x 725 x 1000	159 kg	179 kg	678 kg
03-V155000B	Archivio per vetrini	134.400	10	280	1023 x 725 x 1325	212 kg	240 kg	952 kg
03-V171000B	Archivio per vetrini	147.840	11	308	1023 x 725 x 1450	231 kg	262 kg	1.046 kg
03-V186500B	Archivio per vetrini	161.280	12	336	1023 x 725 x 1625	253 kg	287 kg	1.142 kg
03-V92B23B	Archivio misto per blocchetti/vetrini	80.640 V 17.920 B	14 (V 6 e B 8)	392	1023 x 725 x 1450	265 kg	304 kg	828 kg
03-V80B22B	Archivio misto per blocchetti/vetrini	80.640 V 22.400 B	16 (V6 e B 10)	448	1023 x 725 x 1525	301 kg	346 kg	894 kg



Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Data di pubblicazione: 15/11/2022

Rev. 05

Archivio per blocchetti o vetrini di colore blu.

Cassettiera metallica, predisposta per l'archiviazione di blocchetti (inclusioni in paraffina) e di vetrini. Il numero di cassette varia a seconda del modello richiesto.

Garanzia: 10 anni.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Struttura portante: In lamiera d'acciaio spessore 12/10 verniciata a polvere. I montanti verticali permettono l'inserimento di cassette di due diverse altezze frontali, in modo da poter personalizzare l'archivio.

Chiusura frontale: La chiusura può avvenire attraverso tre diverse tipologie di serrature, a scelta: la serratura Key Lock, la serratura Code Lock e la serratura Remote Lock.

Cassetti: In lamiera d'acciaio spessore 15/10 verniciata a polvere.

Ogni cassetto può essere dotato di 28 vaschette in materiale plastico per mantenere separate le file di campioni.

Le vaschette semplificano le operazioni di riempimento e consentono anche una più comoda rimozione dei campioni, nella necessità di riesame degli stessi.

Ogni cassetto è montato su guide scorrevoli che permettono l'accesso a tutta la superficie del cassetto, con blocco di fine corsa di sicurezza.

I cassette sono muniti di una maniglia in alluminio.

Capienza: Ogni vaschetta in materiale plastico può arrivare a contenere circa 480 vetrini o 80 cassetine (blocchetti in paraffina). Ogni cassetto può, quindi, contenere fino a 13.440 vetrini oppure fino a 2.240 cassetine in paraffina.




N.B. La capienza di blocchetti / cassetto dipende dalla quantità di paraffina; la capienza / cassetto è stata calcolata considerando uno spessore medio di 7,5 mm per ogni blocchetto (cassetta + spessore del campione incluso in paraffina).



Specifiche

Dati tecnici	Materiale	Lamiera metallica
	Dimensioni (l x p x h)	Vedere dettaglio in tabella a pagina 1
	Peso	Vedere dettaglio in tabella a pagina 1
	Numero cassette	Vedere dettaglio in tabella a pagina 1
	Capacità	Vedere dettaglio in tabella a pagina 1
Packaging	Contenitore primario	Archivio imballato direttamente sul pallet
	Etichetta	Etichetta adesiva cartacea presente sull'imballo esterno
	Contenitore secondario	Non presente
Conservazione	Stoccaggio	Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari modalità di conservazione e stoccaggio.
	Stabilità	Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo.
	Validità	Non applicabile.
Avvertenze e precauzioni	Modalità di utilizzo	Non sono necessarie precauzioni particolari per il corretto utilizzo del prodotto.
	Classificazione del prodotto	Il prodotto è destinato all'utilizzo di personale tecnico specializzato. Il prodotto non è classificato come pericoloso.
	Smaltimento	Conferire ad aziende specializzate ed autorizzate.

Accessori obbligatori **DA ORDINARE A PARTE**

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
03-C28N	Vaschetta contenitore in pvc grigio a 4 scomparti per vetrini e cassette	1 pz.
03-820.002	Chiusura Key Lock Serratura centralizzata con cilindro di sicurezza che include il sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto per volta). La chiusura agisce contemporaneamente su tutti i cassette. Ogni archivio ha un cilindro con numerazione differente.	 1 pz.
03-820.011	Chiusura Code Lock La chiave viene sostituita da una combinazione numerica formata da quattro/sei numeri. E' possibile programmare fino a venti codici per realizzare un sistema di accesso individuale. Il sistema Code Lock funziona a batterie ed è indipendente dalla rete elettrica.	 1 pz.
03-ER820013	Chiusura Remote Lock Sistema elettronico di chiusura dotato di radiocomandi manuali. Lo sbloccaggio avviene per mezzo di un impulso radio. Le autorizzazioni d'accesso vengono assegnate tramite la chiave di programmazione. Il sistema viene collegato alla rete elettrica.	 1 pz.

Accessori opzionali

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
03-C28S	Vaschetta contenitore in pvc grigio a singolo scomparto per macrosezioni	1 pz.
03-5000-MDL	Molla distanziatrice per vetrini	4 pz.
03-90320120	Base per archivio per transpallet. Dimensioni (1.022 x 695 x 100) mm	1 pz.

Data di pubblicazione: 15/11/2022

Rev. 05