

Archives



CODE	DESCRIPTION	CAPACITE' (n° blocs ou lames)	TIROIRS (numéro)	PLATEAUX C28 (numéro)	DIMENSIONS (l x p x h) (mm)	POIDS (vide)	POIDS (archive+C28N)	POIDS (plein)
03-B34000B	Archive pour bloquets	26.880	12	336	1023 x 725 x 1000	216 kg	250 kg	395 kg
03-B39650B	Archive pour bloquets	31.360	14	392	1023 x 725 x 1150	250 kg	290 kg	459 kg
03-B45320B	Archive pour bloquets	35.840	16	448	1023 x 725 x 1325	281 kg	326 kg	520 kg
03-B51000B	Archive pour bloquets	40.320	18	504	1023 x 725 x 1450	314 kg	364 kg	582 kg
03-B56600B	Archive pour bloquets	44.800	20	560	1023 x 725 x 1625	345 kg	401 kg	643 kg
03-V77000B	Archive pour lames	67.200	5	140	1023 x 725 x 700	118 kg	132 kg	488 kg
03-V109000B	Archive pour lames	94.080	7	196	1023 x 725 x 1000	159 kg	179 kg	678 kg
03-V155000B	Archive pour lames	134.400	10	280	1023 x 725 x 1325	212 kg	240 kg	952 kg
03-V171000B	Archive pour lames	147.840	11	308	1023 x 725 x 1450	231 kg	262 kg	1.046 kg
03-V186500B	Archive pour lames	161.280	12	336	1023 x 725 x 1625	253 kg	287 kg	1.142 kg
03-V92B23B	Archive pour blocs/lames	80.640 V 17.920 B	14 (V 6 e B 8)	392	1023 x 725 x 1450	265 kg	304 kg	828 kg
03-V80B22B	Archive pour blocs/lames	80.640 V 22.400 B	16 (V 6 e B 10)	448	1023 x 725 x 1525	301 kg	346 kg	894 kg



Fabricant: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Émission: 15/11/2022

Rev. 05

Archive pour blocs ou lames.

Commode en métal, conçue pour le stockage de blocs (inclusions de paraffine) et de lames. Le nombre de tiroirs varie selon le modèle demandé.

Garantie: 10 ans.

CHARACTERISTIQUES

- Structure:** Fabriqué en tôle d'acier de 12/10 d'épaisseur enduit de poudre. Les montants verticaux permettent l'insertion de tiroirs de deux hauteurs frontales différentes, de sorte que l'archive peut être personnalisée.
- Fermeture:** La fermeture peut avoir lieu à travers trois types de serrures différents, à votre choix: la serrure Key Lock, la serrure Code Lock et la serrure Remote Lock.
- Tiroirs:** Tôle d'acier épaisse 15/10 enduite de poudre. Chaque tiroir est équipé de 28 plateaux en plastique pour séparer les rangées d'échantillons. Les plateaux simplifient les opérations de remplissage et permettent également un retrait plus pratique des échantillons, dans le besoin de les réexaminer. Chaque tiroir est monté sur des guides coulissants qui permettent d'accéder à toute la surface du tiroir, avec un verrou de sécurité. Les tiroirs sont équipés d'une poignée en aluminium.
- Capacité:** Chaque plateau en plastique peut contenir environ 480 lames ou 80 cassettes (blocs de paraffine). Chaque tiroir peut donc contenir jusqu'à 13 440 lames ou jusqu'à 2 240 plateaux de paraffine. N.B. La capacité des blocs / tiroir dépend de la quantité de paraffine; la capacité / tiroir a été calculée en considérant une épaisseur moyenne de 7,5 mm pour chaque bloc (cassette + épaisseur d'échantillon inclus dans la paraffine).






Émission: 15/11/2022

Rev. 05

Spécifications Techniques

Données techniques	Matériau	Métal
	Dimensions (l x p x h)	Voir les détails à la page 1
	Poids	Voir les détails à la page 1
	Nombre tiroirs par module	Voir les détails à la page 1
	Capacité	Voir les détails à la page 1
Emballage	Conteneur primaire	Archive emballée directement sur la palette
	Etiquette	Etiquette adhésive sur l'emballage extérieur
	Conteneur secondaire	Absent
Stockage	Conditions	Conditions particulières pas nécessaires
Attention	Classification du produit	Pour les opérateurs techniques spécialisés. Produit non classé comme dangereux.
	Disposition	Déchets plastiques, éliminer conformément aux lois locales.

Accessoires obligatoires **À ORDONNER SEPARÉMENT**

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
03-C28N	Plateau en plastique gris à 4 scompartis pour lames et cassettes	1 pz.
03-820.002	Key Lock Serrure centralisée avec cylindre de sécurité qui comprend le système anti-renversement (ouverture d'un seul tiroir à la fois). La fermeture agit simultanément sur tous les tiroirs. Chaque archive possède un cylindre avec une numérotation différente.	 1 pz.
03-820.011	Code Lock La clé est remplacée par une combinaison numérique composée de quatre / six chiffres. Jusqu'à vingt codes peuvent être programmés pour créer un système d'accès individuel. Le système Code Lock fonctionne sur piles et est indépendant de l'alimentation.	 1 pz.
03-ER820013	Remote Lock Système de verrouillage électronique équipé de radiocommandes manuelles. Le déverrouillage a lieu au moyen d'une impulsion radio. Les autorisations d'accès sont attribuées via la clé de programmation. Le système est connecté au réseau électrique.	 1 pz.

Accessoires optionnels

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
03-C28S	Plateau en plastique gris sans séparateurs pour macros	1 pz.
03-5000-MDL	Ressort séparateur pour lames	4 pz.
03-90320120	Base pour archive pour transpallet. Dimensions (1.022 x 695 x 100) mm	1 pz.

Émission: 15/11/2022

Rev. 05