

Base para histoteca

Características

Tipología de producto: Base para archivador modular
Código producto: **03-5000-BA:** Base para histoteca Istobloc/Istoglass/Colorteca de color blanco
Productor: **Bio-Optica Milano S.p.A.**

Dimensiones

Dimensiones: 490 x 490 x 60 mm (l x f x a)

Conexiones eléctricas

No son necesarias conexiones eléctricas.

Descripción del producto

Base para histoteca, realizada en chapa metálica, espesor 9/10, lacado de color blanco, para utilizar con las histotecas para portaobjetos Istoglass, código 03-5000-14, con las histotecas para casetes Istobloc, código 03-B900 o con las Colortecas para portaobjetos y casetes, código 03- COLOR13.

Cada base se suministra en un embalaje de cartón con indicaciones de posicionamiento para evitar daños durante el transporte.

Dado el tipo de producto no son necesarias medidas especiales para la conservación y el almacenamiento.

Fecha de caducidad: no aplicable.

Forma de eliminación: eliminar según las leyes vigentes.

