

Bio-Block

Archivador para casetes



CODIGO	DESCRIPCION	ENVASE
03-3000	Archivador Bio-Block para casetes	solo



Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Publicación: 10/11/2022
Rev. 03

El módulo Bio-Block está compuesto por 8 cajones, cada uno de los cuáles tiene siete compartimentos con una capacidad total de 1.848 cajas aproximadamente (considerando un espesor medio de parafina de 3-4 mm por casete).

El sistema de encajes Bio-Block permite componer de manera segura, conjuntos de archivadores, sujetos tanto lateral como verticalmente, optimizando el uso del espacio de archivo en el laboratorio.

El Bio-Block es un archivo de plástico resistente y ligero, por tanto de fácil transporte.
No son necesarias conexiones eléctricas.

Especificaciones técnicas

Datos tecnológicos	Materiale	Poliestireno
	Dimensiones (l x p x h):	(24 x 30 x 40) cm
	Peso:	6 kg
	Cantidad de cajones por módulo:	8
	Capacidad de bloques por módulo:	1.848 sobre
Packaging	Envase primario	Caja de carton
	Etiqueta	Etiqueta de papel adhesivo en el embalaje exterior
	Envase secundario	No presente
Almacenamiento		No existen métodos particulares de conservación y almacenamiento.
Avertencias	Classificacion	El producto está destinado al uso de personal técnico especializado. El producto no está clasificado como peligroso.
	Disposicion	Después del uso, residuos plásticos; consultar a empresas especializadas y autorizadas, de acuerdo con la legislación vigente.