

Bio-Block

Système d'archivage pour bloquets



CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
03-3000	Bio-Block, archive en plastique pour bloquest en paraffine	1 pcs



Fabricant: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Émission: 10/11/2022
Rev. 03

Archive modulaire avec 8 tiroirs pour le stockage des blocs de paraffine; chaque tiroir a sept partitions.

La capacité totale du Bio-Block est de 1 848 cassettes d'histologie (en considérant 3-4 mm de paraffine pour chaque cassette d'inclusion) ou 1 000 anneaux d'inclusion.

Chaque module a un système de rail de guidage sur toute sa surface, il est donc possible de les disposer sous différentes formes.

Le Bio-Block est fabriqué en plastique résistante, il est donc léger et pratique pour les déplacements.
Les connexions électriques ne sont pas nécessaires.

Spécifications Techniques

Données techniques	Matériau	Polystyrène
	Dimensions (l x p x h)	24 x 30 x 40 cm
	Poids	6 kg
	Tiroirs	8
	Capacité totale	1.848 blocs environ
Emballage	Conteneur primaire	Boîte en carton
	Etiquette	Etiquette adhésive sur l'emballage extérieur
	Conteneur secondaire	Absent
Stockage	Conditions	Conditions particulières pas nécessaires
Attention	Classification du produit	Pour les opérateurs techniques spécialisés. Produit non classé comme dangereux.
	Disposition	Déchets plastiques, éliminer conformément aux lois locales.

Émission: 10/11/2022

Rev. 03