

# **Bio-Block**

Arquivo para cassetes



<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EMBALLAGEM</b>
03-3000	Bio-Block, arquivo para cassetes	1 pcs



Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.  
Via San Faustino 58  
20134 MILANO (MI)

Emissão: 10/11/2022  
Rev. 03

Arquivo modular com 8 gavetas para armazenamento dos blocos de parafina; cada gaveta possui sete partições.

A capacidade total do Bio-Block é de 1.848 cassetes histológicos (considerando 3-4 mm de parafina para cada cassete de incorporação) ou 1.000 anéis de incorporação.

Cada módulo possui um sistema de trilhos de guia em toda a superfície, para que seja possível organizá-lo em diferentes formas. O Bio-Block é fabricado em plástico resistente, por isso é leve e prático para a troca.

Conexões elétricas não são necessárias.

### Especificações técnicas

Dados técnicos	Material	Polystyreno
	Dimensões (l x p x h)	24 x 30 x 40 cm
	Peso	6 kg
	Número de gavetas por módulo:	8
	Capacidade de cassetes por módulo	1.848 sobre
Embalagem	Recipiente primário	Caixa de papelão
	Etiqueta	Etiqueta de papel adesivo na embalagem externa
	Recipiente secundário	Não presente
Conservação	Armazenamento	Dada a tipologia de produto, não são necessárias particulares precauções de conservação e armazenamento.
Avisos	Classificação do producto	O produto é destinado ao uso de pessoal técnico especializado. O produto não está classificado como perigoso.
	Modo de eliminação	Elimine segundo as normativas vigentes.

Emissão: 10/11/2022

Rev. 03