



BASI PER INCLUSIONE IN ACCIAIO



CODICE	DIMENSIONI	CONFEZIONAMENTO	NUMERO DI REPERTORIO
07-BM15155	15 x 15 x 5 mm	12 pz	1643887/R
07-BM24245	24 x 24 x 5 mm	12 pz	1643903/R
07-BM30245	30 x 24 x 5 mm	12 pz	1643904/R
07-BM37245	37 x 24 x 5 mm	12 pz	1643905/R
07-BM775	7 x 7 x 5 mm	12 pz	1643906/R
07-MBM6	33 x 24 x 12 mm	6 pz	1643907/R
07-7010	65 x 45 x 15 mm	10 pz	1643908/R



Dispositivo medico – diagnostico in vitro
Codice CND: W05030501



Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.

Data di pubblicazione: 20/03/2020

Rev. 03

Formelle in acciaio di varie misure per l'inclusione di campioni istologici in paraffina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le Bio Mold sono un prodotto riutilizzabile. Per garantirne la pulizia, si raccomanda di pulirle in xilolo o in d-limonene, dopo l'utilizzo, per eliminare tutti i residui di paraffina.

Specifiche tecniche	Materiale	Acciaio inossidabile
	Dimensioni	Vedere tabella pag. 1
Packaging	Contenitore primario	Busta in cellophane
	Contenitore secondario	Non presente
Conservazione	Stoccaggio	Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari modalità di conservazione e stoccaggio.
	Stabilità	Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo, dopo la prima apertura.
	Validità	Non applicabile a questa tipologia di prodotto.
Avvertenze e precauzioni	Modalità di utilizzo	Non previste per questo tipo di prodotto.
	Classificazione del prodotto	Il prodotto è destinato all'utilizzo di personale tecnico specializzato. Il prodotto non è classificato come pericoloso dal punto di vista chimico.
	Smaltimento	Da smaltire secondo le normative vigenti.

Data di pubblicazione: 20/03/2020

Rev. 03