

Cartoglass y Cartobloc

Archivadores de cartòn



CODIGO	DESCRIPCION	ENVASE
03-4010-BC	Cartobloc, cardboard archive for blocks	10 pcs
03-4015-BA	Cartoglass, cardboard archive for glass slides	10 pcs
03-4020-CO	Cover for Cartoglass and Cartobloc	10 pcs



Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Publicaciòn: 22/10/2018
Rev. 02

Archivos para portaobjetos y muestras histológicas incluidas, realizados de cartón resistente y ligero, de fácil transporte, incluso cuando estén llenas.

La estructura es de cartón ligero y resistente, dotado de separadores internos.

El archivador para portaobjetos, Cartoglass, puede contener hasta 3000 portaobjetos.

El archivador Cartobloc puede contener hasta 320 casetes o 220 anillos de inclusión.

Technical Specifications

Datos tecnológicos	Material	Carton
	Dimensiones Cartobloc (l x p x h)	290 x 400 x 45 mm
	Dimensions Cartoglass (l x p x h)	290 x 400 x 80 mm
	Dimensiones Cover (l x p x h)	290 x 400 x 15 mm
	Capacidad Cartobloc (casetes)	320
	Capacidad Cartoglass (laminas)	3000
Envase	Envase primario	Caja de carton
	Etiqueta	Etiqueta de papel adhesivo en el embalaje exterior
	Envase secundario	No presente
Almacenamiento		Dadas las características técnicas y funcionales, no son necesarias condiciones especiales de almacenamiento. Tampoco es aplicable una fecha de caducidad del producto. No particular conditions needed.
Avertencias	Classificaciòn	El producto está destinado al uso de personal técnico especializado. El producto no está clasificado como peligroso.
	Disposiciòn	Después del uso, residuos plásticos; consultar a empresas especializadas y autorizadas, de acuerdo con la legislación vigente.

Publicaciòn: 22/10/2018

Rev. 02