

Cartoglass et Cartobloc

Archives en carton



CODIE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
03-4010-BC	Archive Cartobloc pour cassettes	10 pz.
03-4015-BA	Archive Cartoglass pour lames	10 pz.
03-4020-CO	Couvercle pour Cartoglass e Cartobloc	10 pz.



Fabricant: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

émission: 19/03/2020
Rev. 02

Archive en carton léger et résistant pour le stockage de blocs inclus en paraffine ou en résine et de lames.

L'archive des blocs Cartobloc est divisé à l'intérieur en seize compartiments, tandis que l'archive Cartoglass des diapositives est divisé en trente-six compartiments.

La capacité totale de chaque Cartobloc est d'environ 320 blocs ou 220 anneaux.

La capacité totale de chaque Cartoglass est d'environ 3 000 lames.

Aucune connexion électrique n'est nécessaire.

Les archives sont fournies démontées, ils doivent être assemblées par l'utilisateur.

Spécifications Techniques

Données techniques	Matériau	Carton
	Dimensions cartobloc (l x p x h)	(290 x 400 x 45) mm
	Dimensions cartoglass (l x p x h)	(290 x 400 x 80) mm
	Dimensions couvercle (l x p x h)	(290 x 400 x 15) mm
	Capacité	320 environ
	Capacité	3000 environ
Emballage	Conteneur primaire	Boîte en carton
	Etiquette	Etiquette adhésive sur l'emballage extérieur
	Conteneur secondaire	Absent
Stockage	Conditions	Conditions particulières pas nécessaires
Attention	Classification du produit	Pour les opérateurs techniques spécialisés. Produit non classé comme dangereux.
	Disposition	Déchets plastiques, éliminer conformément aux lois locales.

émission: 19/03/2020

Rev. 02