

---

## Clip per cuvette

---

### **Notizie generali**

Clip in acciaio inox per l'utilizzo delle Dual Cyto cuvette con le citocentrifughe Centurion Scientific.

Codice	Confezionamento
14-CLIP	Singolo, 1 pz

Produttore: Tharmac - Germania

Distributore: Bio-Optica Milano S.p.A.



---

### **Descrizione**

Supporto in acciaio inossidabile.

La clip permette di mantenere uniti la cuvetta e il vetrino per la deposizione del materiale citologico durante la citocentrifugazione. I due perni esterni consentono l'ancoraggio del sistema clip-vetrino-cuvetta alla citocentrifuga.