

Portavetrini postali

Notizie generali

Contenitori postali per vetrini.



Codice	Descrizione	Dimensioni	Confezionamento
09-000530	Per 5 vetrini, con tappo a pressione	29 x 82 x 16 mm	50 pz.
44-13061-50	Per 5/10 vetrini con tappo a vite	∅ 40 x 70 mm (con tappo ∅ 48 x 86 mm)	50 pz.
44-13031	Per 1 vetrino	50 x 100 x 6 mm	500 pz.
44-13041	Per 2 vetrini	73 x 85 x 6 mm	500 pz.
44-13051	Per 3 vetrini	100 x 84 x 6 mm	100 pz.

Produttore: codice 09-000530, Bio-Optica Milano S.p.A.

codici 44-13061-50, 44-13031, 44-13041, 44-13051, Nuova Aptaca Srl – Italia -

Distributore: Bio-Optica Milano S.p.A.

Caratteristiche tecniche

Materiale: polipropilene.

Temperature tollerate: - 10°C / + 120°C.

Questi portavetrini rappresentano il contenitore ideale per la spedizione o la conservazione di piccole quantità di vetrini. Le pareti di spessore elevato, e quindi particolarmente robuste, proteggono i vetrini da eventuali rotture. Nel contenitore 44-13061-50, il vetrino sporge di circa 20 mm dal bordo superiore del contenitore per poterlo estrarre con facilità. La filettatura del tappo è molto profonda e sigilla il contenitore in modo sicuro per la spedizione.

I contenitori sono confezionati in scatole di cartone protettive.

Date le caratteristiche del prodotto, non sono previste particolari misure per la conservazione e lo stoccaggio.

Smaltimento: da smaltire in conformità con la normativa vigente.