

Porta-lâminas postais

Notas gerais

Caixas postais para lâminas.



Código	Descrição	Dimensões	Embalagem
09-000530	Para 5 lâminas, com tampa por pressão	29 x 82 x 16 mm	50 un.
44-13061-50	Para 5/10 lâminas, com tampa rosca	Ø 40 x 70 mm (com tampa Ø 48 x 86 mm)	50 un.
44-13031	Para 1 lâmina	50 x 100 x 6 mm	500 un.
44-13041	Para 2 lâminas	73 x 85 x 6 mm	500 un.
44-13051	Para 3 lâminas	100 x 84 x 6 mm	100 un.

Fabricante: código 09-000530, Bio-Optica Milano S.p.A.

códigos 44-13061-50, 44-13031, 44-13041, 44-13051, Nuova Aptaca Srl –

Itália - **Distribuidor: Bio-Optica Milano S.p.A.**

Características técnicas

Material: polipropileno.

Temperaturas toleradas: - 10°C / + 120°C.

Estes porta-lâminas constituem a caixa ideal para o envio ou a conservação de pequenas quantidades de lâminas. As paredes de espessura elevada e, logo, particularmente robustas, protegem as lâminas contra eventuais rupturas.

Na caixa 44-13061-50, a lâmina fica cerca de 20 mm saliente em relação ao rebordo superior da caixa para que possa ser facilmente retirada. A rosca da tampa é muito profunda e sela a caixa de forma segura para o envio.

As caixas são embaladas em caixas de cartão de protecção.

Dadas as características do produto, não estão previstas particulares medidas de conservação e armazenamento.

Eliminação: elimine em conformidade com a normativa vigente.