

Coperchio per istoteca



Nell'immagine, dall'alto vs il basso:

- Coperchio
- Modulo per macrosezioni
- Modulo Colorteca
- Modulo Istobloc
- Modulo Istoglass
- Base

| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
|------------|--|------------|
| 03-5000-CO | Coperchio per archivio modulare Istoglass / Istobloc / Colorteca | 1 pz. |



Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Data di pubblicazione: 18/10/2018

Rev. 01

Coperchio per istoteca in lamiera metallica, spessore 9/10, laccata di colore bianco da utilizzare:

- con le istoteche per vetrini Istoglass, codice 03-5000-14,
- con le istoteche per blocchetti Istobloc, codice 03-B900
- con le Colortecche per vetrini e blocchetti, della serie codice 03-COLOR13.

Specifiche

| | | |
|--------------------------|------------------------------|--|
| Dati tecnici | Materiale | Lamiera metallica |
| | Dimensioni (l x p x h) | (490 x 490 x 27) mm |
| | Collegamenti elettrici | Non necessari |
| Packaging | Contenitore primario | Scatola in cartone rinforzato |
| | Etichetta | Etichetta adesiva cartacea presente sulla confezione esterna |
| | Contenitore secondario | Non presente |
| Conservazione | Stoccaggio | Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari modalità di conservazione e stoccaggio. |
| | Temperatura di stoccaggio | Non sono previste particolari limitazioni. |
| | Stabilità | Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo. |
| | Validità | Non applicabile. |
| Avvertenze e precauzioni | Modalità di utilizzo | Non sono necessarie precauzioni particolari per il corretto utilizzo del prodotto. |
| | Classificazione del prodotto | Il prodotto è destinato all'utilizzo di personale tecnico specializzato. Il prodotto non è classificato come pericoloso. |
| | Smaltimento | Dopo l'utilizzo, rifiuto in materiale plastico; conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente. |

Data di pubblicazione: 18/10/2018

Rev. 01