

Tapa para histoteca

Características

Tipología de producto: Tapa para archivador modular

Código producto: **03-5000-CO**: Tapa para histoteca Istobloc/Istoglass/Colroteca de color blanco

Productor: Bio-Optica Milano S.p.A.

Dimensiones

Dimensiones: 490 x 490 x 60 mm (l x f x a)

Conexiones eléctricas

No son necesarias conexiones eléctricas.

Descripción del producto

Tapa para histoteca, realizada en chapa metálica, espesor 9/10, lacada de color blanco, para utilizar con las histotecas para portaobjetos Istoglass, código 03-5000-14, con las histotecas para casetes Istobloc, código 03-B900 o con las Colortecas, código 03-COLOR13.

Cada tapa se suministra en un embalaje de carton con indicaciones de posicionamiento para evitar daños durante el transporte.

Dado el tipo de producto no son necesarias medidas especiales para la conservación y el almacenamiento.

Fecha de caducidad: no aplicable.

Forma de eliminación: eliminar según las leyes vigentes.

