

## **HISTOCOLD - Dispensatore**

*Sistema per il trasporto dei pezzi istologici in sicurezza  
dalla sala operatoria al laboratorio di anatomia patologica  
(In conformità al Regolamento Europeo 605/2014)*



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO	CND	N. REPERTORIO
05-100200	Dispensatore	1 pz	W02079099	1698249/R



Dispositivo medico – diagnostico in vitro



Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.

Data di pubblicazione: 04/05/2018

Rev. 01

### Dispensatore

Refrigeratore a colonna per la dispensazione di HistoCold a temperatura controllata.

Lo strumento è dotato di pedale per una semplice dispensazione del liquido.

### Istruzioni d'uso

- 1- Aprire la tanica di HistoCold rimuovendo il tappo;
- 2- Avvitare il pescante del dispensatore alla tanica di HistoCold;
- 3- Premere sul pedale del dispensatore per erogare la soluzione.

### Caratteristiche tecniche

Dimensioni	Lunghezza	325 mm
	Larghezza	340 mm
	Altezza	1230 mm
	Peso	26 kg
Caratteristiche	Alimentazione	220 – 240 V
	Assorbimento	180 W

---

Data di pubblicazione: 04/05/2018

Rev. 01