

HISTOCOLD

*Soluzione preservante per il trasporto dei pezzi istologici in sicurezza
dalla sala operatoria al laboratorio di anatomia patologica
(In conformità al Regolamento Europeo 605/2014)*



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO	CND	N. REPERTORIO
05-100300	Frigorifero per trasporto (65L)	1 pz	N.A.	N.A.
05-100400	Carrello per frigorifero	1 pz	N.A.	N.A.
65-SL2000	Gruppo di continuità per frigorifero	1 pz	N.A.	N.A.
05-100500	Registratore grafico di temperatura	1 pz	N.A.	N.A.

Data di pubblicazione: 15/03/2018

Rev. 01

Frigorifero portatile (65L)



Dimensioni	Lunghezza	700 mm
	Larghezza	440 mm
	Altezza	470 mm
	Capacità	65 L
	Peso	24 kg
Caratteristiche	Temperatura	Regolabile da +10°C a -20°C (oscillazione max +/- 1°C)
	Alimentazione	In corrente continua (batteria) 12V/24V - 110V/240V / 50Hz-60Hz in corrente alternata (rete) - Trasformatore incorporato - dotazione interna che comprende i due cavi a seconda dell'alimentazione desiderata.
	Assorbimento	45 W

Carrello per trasporto



Materiale	Acciaio inox	
Dimensioni	Lunghezza	101 mm
	Larghezza	550 mm
	Altezza	945 mm
	Peso	11 kg

Registratore grafico di temperatura

Registratore Grafico di temperatura a disco con rotazione settimanale alimentato con batteria a V.1,5. Completo di sportellino in plexiglass dotato di chiusura con chiave. A corredo viene dotato di : Nr.01 Pennino - Nr.01 Pila - Nr.100 Diagrammi.

Data di pubblicazione: 15/03/2018

Rev. 01