

Istoteca per macrosezioni

Archivio per vetrini e blocchetti di grandi dimensioni



Nell'immagine, dall'alto vs il basso:

- Coperchio
- Modulo per macrosezioni
- Modulo Colorteca
- Modulo Istobloc
- Modulo Istoglass
- Base

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
03-7000	Archivio per macrosezioni	1 pz.



Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Data di pubblicazione: 18/10/2018

Rev. 01

Archivio modulare a sette cassette in lamiera metallica, spessore 9/10, laccata di colore bianco per la conservazione di vetrini o di blocchetti istologici di grandi dimensioni.

E' composta da sette cassette scorrevoli su guida. Ogni cassetto è corredato da una comoda unghietta frontale per la presa.

Ogni modulo può contenere:

- circa 220 super mega cassette per macrosezioni (dimensioni 67 x 76 x 15 mm circa);
- circa 2.500 vetrini per macrosezioni (dimensioni max. del vetrino 67 x 76 mm).
- circa 1.645 diapositive (dimensioni max. 67 x 70 x 2 mm), 235 per cassetto.

Ogni modulo può essere corredato da una base (dimensioni 490 x 490 x 60 mm) e da un coperchio (dimensioni 490 x 490 x 25 mm), anch'essi realizzati in lamiera bianca laccata.

La possibilità di sovrapporre più elementi (fino ad un massimo di 10 moduli) permette di ridurre l'ingombro degli archivi, garantendo allo stesso tempo la protezione del contenuto.

Accessori opzionali

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
03-5000-BA	Base per Istoglass, colore bianco	1 pz.
03-5000-CO	Coperchio per Istoglass, colore bianco	1 pz.
03-5000-MD	Molla distanziatrice per vetrini	1 pz.

Specifiche

Dati tecnici	Materiale	Lamiera metallica
	Dimensioni (l x p x h)	(490 x 490 x 140) mm
	Peso modulo vuoto	13 kg
	Peso modulo pieno di vetrini	42 kg
	Numero cassette per modulo:	7
Packaging	Contenitore primario	Scatola in cartone rinforzato
	Etichetta	Etichetta adesiva cartacea presente sulla confezione esterna
	Contenitore secondario	Non presente
Conservazione	Stoccaggio	Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari modalità di conservazione e stoccaggio.
	Temperatura di stoccaggio	Non sono previste particolari limitazioni.
	Stabilità	Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo.
	Validità	Non applicabile.
Avvertenze e precauzioni	Modalità di utilizzo	Non sono necessarie precauzioni particolari per il corretto utilizzo del prodotto.
	Classificazione del prodotto	Il prodotto è destinato all'utilizzo di personale tecnico specializzato. Il prodotto non è classificato come pericoloso.
	Smaltimento	Dopo l'utilizzo, rifiuto in materiale plastico; conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente.

Data di pubblicazione: 18/10/2018

Rev. 01