

# **Istoglass**

Archivador para portaobjetos



En la foto, de arriba:

- Cubierta
- Módulo de macro secciones
- Colarteca
- Istobloc
- Istoglass
- Base

CODIGO	DESCRIPCION	ENVASE
03-5000-14	Istoglass, archive for microscope slides	1 pcs



Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.  
Via San Faustino 58  
20134 MILANO (MI)

Publicacion: 17/03/2020  
Rev. 02

El módulo Istoglass está construido en chapa metálica, espesor 9/10, lacado de color blanco. Está compuesto de 14 cajones deslizantes. Cada cajón es tá provisto de una pequeña pestaña frontal para su manipulación, con la posibilidad de insertar una etiqueta. El módulo Istoglass, compuesto de 14 cajas, puede contener 5000 portaobjetos aproximadamente.

En cada caja se puede colocar un muelle espaciador, para separar los portaobjetos que no están secos todavía, y evitar que se peguen uno al otro. En este caso, la capacidad está limitada a 2000 portaobjetos.

Cada módulo puede estar provisto de una base (dimensiones 490 x 490 x 60mm) y de una tapa dimensiones 490 x 490 x 25mm), igualmente fabricados enchapa blanca lacada.

La posibilidad de superponer varios archivadores (hasta un máximo de 10 módulos) permite optimizar el espacio de almacenamiento, garantizando al mismo tiempo la protección del contenido. Cada módulo se suministra en un embalaje de cartón con indicaciones de posicionamiento para evitar daños durante el transporte.

Fecha de caducidad: no aplicable.

### Accesorios opcionales

CODIGO	DESCRIPCION	ENVASE
03-5000-BA	Base por Istoglass, blanco	1 pcs
03-5000-CO	Cubierta por Istoglass, blanco	1 pcs
03-5000-MD	Muelle espaciador	1 pcs

### Especificaciones técnicas

Technical data	Material	Chapa metallica
	Dimensiones (l x p x h)	490 x 490 x 140 mm
	Peso (vacío)	13 kg
	Peso (lleno)	42 kg
	Cajóns para módulo	14
	Capacidad para modulo	sobre 5000 portaobjetos
Envase	Envase primario	Caja de carton
	Etiqueta	Papel adhesivo lable en el embalaje externo
	Envase secundario	No presente
Almacenamiento		Dado el tipo de producto no son necesarias medidas especiales de conservación y almacenamiento.
Avertencias	Clasificaciòn del producto	El producto está destinado al uso de personal técnico especializado. El producto no está clasificado como peligroso.
	Forma de eliminación	Eliminar según las leyes vigentes.

Publicacion: 17/03/2020

Rev. 02