

## Dual Cyto Cuvette con clip monouso

**IVD** Dispositivo medico - diagnostico in vitro  
Codice CND: W0503010203



### Notizie generali

Cuvette con filtro assorbente compatibili con citocentrifuga Shandon per l'esame contemporaneo di due campioni. Permettono di ottenere direttamente su vetrino un arricchimento cellulare da vari liquidi biologici umani e animali, quali urine, liquor, ago aspirati, liquidi pleurici e peritoneali, lavaggi bronchiali, ecc.



Codice	Confezionamento
14-JC1395/200	200 pz.
14-JC1395/40	40 pz.

Prodotto da: **Tharmac GmbH**  
**Drosselweg 1 - D-35647 Waldsolms – Germania**

Distribuito da: **Bio-Optica Milano S.p.A.**

### Caratteristiche generali

- Le cuvette sono fornite con clip monouso
- Il diametro dei fori è di 6 mm
- Per campioni di volume max 0.5 ml
- Ideale per esperimenti di immunocitochimica
- Sono realizzate in polipropilene trasparente, per evitare cessioni, rilasci, attacchi o inglobamenti dei liquidi.

### Benefici e vantaggi

- Le Dual Cyto cuvette riducono drasticamente il numero di preparati da allestire grazie alla doppia e maggior area di cellule ottenute sul vetrino.
- Sono monouso.

Data la tipologia di prodotto, non si ritiene necessario fissare una data di scadenza, se il prodotto viene correttamente conservato (lontano da fonti di calore e di polveri).