


Muelle separador para istoteca



CODIGO	DESCRIPCION	ENVASE
03-5000-MD	Muelle separador	1 pz.



Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Publicazione: 18/03/2020
Rev. 02

Resorte de metal para usar, con la barra deslizante Istoglass, código 03-5000-14, para espaciar los portaobjetos que aún no están completamente secos, evitando que se peguen entre sí. Cada resorte permite el almacenamiento de 145 diapositivas.



Specificaciones técnicas

Datos técnicos	Material	Acero
	Longitud	430 mm
	Diámetro	25 mm
	Capacidad	145 laminas
Envase	Envase primario	Bolsa de polietileno
	Etiqueta	Papel adhesivo lable en el embalaje externo
	Envase secundario	No presente
Almacenamiento		Dado el tipo de producto no son necesarias medidas especiales de conservación y almacenamiento.
Avertencias	Clasificación del producto	Dado el tipo de producto no son necesarias medidas especiales de conservación y almacenamiento.
	Forma de eliminación	El producto está destinado al uso de personal técnico especializado. El producto no está clasificado como peligroso.

Publicación: 18/03/2020

Rev. 02