

Ressort séparateur



CODE	DESCRIPTON	EMBALLAGE
03-5000-MD	Ressort séparateur pour lames	1 pz.



Fabricant: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

émission: 19/03/2020
Rev. 02

Ressort métallique à utiliser, avec l'archive pour lames Istoglass, code 03-5000-14, pour espacer les lames qui ne sont pas encore complètement sèches, les empêchant de coller ensemble.

Chaque ressort permet le stockage de 145 lames



Spécifications Techniques

Données techniques	Matériau	Acier
	Longueur	430 mm
	Diamètre	25 mm
	Capacité	145 lames
Emballage	Conteneur primaire	Sachet en polyéthylène
	Étiquette	Étiquette adhésive sur l'emballage extérieur
	Conteneur secondaire	Absent
Stockage	Conditions	Conditions particulières pas nécessaires
Attention	Classification du produit	Pour les opérateurs techniques spécialisés. Produit non classé comme dangereux.
	Disposition	Déchets plastiques, éliminer conformément aux lois locales.

émission: 19/03/2020

Rev. 02