

## *Mola espaçadora para lâminas*



CODIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
03-5000-MD	Mola espaçadora para lâminas	1 pz.



Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.  
Via San Faustino 58  
20134 MILANO (MI)

Emissão: 18/03/2020  
Rev. 02

Mola de metal a ser usado, com a barra deslizante Istoglass, código 03-5000-14, para espaçar os slides que ainda não estão completamente secos, impedindo que eles grudem. Cada mola permite o armazenamento de 145 slides.



### Especificações técnicas

Dados técnicos	Material	Aço
	Longitude	430 mm
	Diâmetro	25 mm
	Capacidade de laminas	145
Embalagem	Recipiente primário	Bolsa de polietileno
	Etiqueta	Etiqueta de papel adesivo na embalagem externa
	Recipiente secundário	Não presente
Conservação	Armazenamento	Dada a tipologia de produto, não são necessárias particulares precauções de conservação e armazenamento.
Avisos	Classificação do produto	O produto é destinado ao uso de pessoal técnico especializado. O produto não está classificado como perigoso.
	Modo de eliminação	Elimine segundo as normativas vigentes.

Emissão: 18/03/2020

Rev. 02