

RACK PER TRASPORTO KLESSIDRA (16 posti)



CODICE	CONFEZIONAMENTO
05-900900	Rack in plexiglass antiurto da 16 posti – 2 pz



Produttore: Bio-Optica Milano S.p.A.

Data di pubblicazione: 28/06/2018
Rev. 01

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rack in plexiglass antiurto trasparente da 16 posti per un facile trasporto dei contenitori Klessidra.
Il rack è dotato di manici per un comodo trasporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	Altezza	65 mm
	Lunghezza	223 mm
	Profondità	199 mm
	Diametro dei fori	35,5 mm
	Spessore	4 mm
	Numero fori	16
Materiale	Plexiglass antiurto trasparente	
Conservazione	Temperatura di stoccaggio	Non prevista per questa tipologia di prodotto
	Data di scadenza	Non prevista per questa tipologia di prodotto
	Smaltimento	Da smaltire secondo normativa vigente

Data di pubblicazione: 28/06/2018

Rev. 01