

## Scatole portavetrini

### Notizie generali

Scatole portavetrini per microscopia.

In polistirolo antiurto, con scanalature per vetrini 26 x 76 mm. I posti sono numerati singolarmente. Sono fornite complete di scheda per la classificazione dei vetrini.

Codice	N° posti	Dimensioni (mm)	Confezionamento
44-13071	25	98 x 83 x 38	1 pz.
44-13072	50	230 x 97 x 35	1 pz.
44-13073	100	230 x 180 x 35	1 pz.

Produttore: Nuova Aptaca S.r.l. – Canelli (AT) - Italia

Distributore: **Bio-Optica Milano S.p.A.**



### Caratteristiche tecniche

- Stato microbiologico del prodotto: non sterile
- Materiale impiegato: polistirolo antiurto
- Temperature tollerate: - 10°C a +70°C
- Colore: grigio
- Validità del prodotto: 5 anni
- Confezionate singolarmente con cellophane sigillato protettivo

Il prodotto non è soggetto a marcatura CE. Il prodotto in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Smaltimento: da smaltire in conformità alla normativa vigente.