

Cajas para portaobjetos

Características

Cajas para portaobjetos para microscopía.

En poliestireno antihurto, con canaladuras para portaobjetos 26 x 76mm. Los sitios se numeran singularmente. Están completas de ficha para la clasificación de los portaobjetos.

Código	N° sitios	Dimensiones (mm)	Envase
44-13071	25	98 x 83 x 38	1 un.
44-13072	50	230 x 97 x 35	1 un.
44-13073	100	230 x 180 x 35	1 un.

Fabricante: Nuova Aptaca S.r.l. – Canelli (AT) - Italia

Distribución: **Bio-Optica Milano S.p.A.**



Características técnicas

- Estado microbiológico del producto: no estéril
- Material empleado: poliestireno antihurto
- Temperaturas tolerables: - 10°C a +70°C
- Color: gris
- Validez del producto: 5 años
- Envase separado con celofán sellado protector

El producto no es sujeto a marca CE. El producto es destinado exclusivamente a uso profesional en laboratorios de análisis.

Eliminación: eliminar conforme con la ley vigente.