

SafeMount

Nuovo mezzo di montaggio sintetico, disciolto in d-limonene.

Per eliminare lo xilene e i solventi nocivi dal laboratorio, Bio-Optica ha messo a punto questa nuova formulazione.

Indicato per l'uso con il montavetrini automatico.

CONFEZIONE	CODICE
1x100 ml	05-SM100
10x100 ml	05-SM110
1x250 ml	05-SM250
8x250 ml	05-SM258
1x500 ml	05-SM500
8x500 ml	05-SM508

